

# 毛白杨-根系内生真菌互作体系构建方法

2 Construction of *Poplar*-Root Symbiotic Fungi Interaction System

- 3 单晓亮 <sup>1,2</sup> #, 何兴华 <sup>1,2</sup> #, 潘雪玉 <sup>2</sup>, 彭龙 <sup>1,2</sup>, 姚佳佳 <sup>2</sup>, 袁志林 <sup>1,2,\*</sup>
- 4 1中国林业科学研究院林木遗传育种国家重点实验室,北京;
- 5 2中国林业科学研究院亚热带林业研究所,杭州,浙江省;
- 6 \*通讯作者邮箱: yuanzl@caf.ac.cn
- 7 #共同第一作者/同等贡献

8

1

- 9 **摘要:** 毛白杨(*Populus tomentosa* Carr.)是研究林木微生物相互作用的模式树种之一。
- 10 在自然界中,发现毛白杨可与外生菌根真菌、丛枝菌根真菌和内生真菌等类群建立共生
- 11 关系。目前在毛白杨-真菌互作体系中,毛白杨-美味牛肝菌(Boletus edulis),毛白杨-
- 12 根内球囊霉(Glomus intraradices)和毛白杨-内生弯孢霉(Curvularia sp.) 共生中的促
- 13 生和抗逆方面研究已经取得了一定进展,而关于杨树-根系内生真菌互作研究报道较少。
- 14 因此我们构建了毛白杨-根系真菌共生体系,从最初的毛白杨无性系组培苗的繁育体系、
- 15 毛白杨无性系幼苗的炼苗体系,到内生镰刀菌的孢子液制备,接种,最终建立了完整的
- 16 无菌共培养和温室盆栽体系。为揭示树木和根系真菌之间互惠共生机制提供理想模型。

17

18 关键词:接种,植物组织培养,植物真菌互作,内生镰刀菌

19

#### 20 材料与试剂

- 21 1. 白色纱布
- 22 2. 血球计数板(上海康稳生物科技有限公司, Hausser, 型号: 3120)
- 23 3. 500 ml 锥形瓶
- 24 4. 玻璃漏斗(直径 4 cm)
- 25 5. 50 ml 离心管
- 26 6. 打孔器
- 27 7. 植物组织培养盒(百思泰公司,施莱登, catalog number: 2-206,规格为: 7\*7\*
- 28 10 cm)
- 29 8. 控根盆(台州小艾塑模有限公司, catalog number: WX001-WX006, 规格: 7.5\*
- 30 9 cm



- 31 9. 蛭石
- 32 10. PPC (Profile porous ceramic,深圳市隆戈尔生态技术有限公司, catalog numb
- 33 er: 无)
- 34 11. 黄泥土
- 35 12. 毛白杨 (Populus tomentosa Carr.) 无性系组培苗
- 36 13. 黄色镰刀菌(Fusarium culmorum)和 假禾谷镰刀菌(Fusarium pseudogramin
- 37 *earum*) 生长 7-10 天 SNA 平板或者 PDA 平板。
- 38 14. 马铃薯
- 39 15. 无菌蒸馏水 (娃哈哈纯净水 121℃高压灭菌 20 min)
- 40 16. 蔗糖(国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number: M0130-2164)
- 41 17. 无水葡萄糖(上海麦克林生化科技有限公司,麦克林, catalog number:
- 42 D810588)
- 43 18. 琼脂粉(北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司, catalog number: DH010-1.1)
- 44 19. IBA (Sigma 公司, Sigma, catalog number: V9003250)
- 45 20. NAA (北京索莱宝科技有限公司, Solarbio, catalog number: N8010)
- 46 21. TDZ(北京索莱宝科技有限公司, Solarbio, catalog number: T8050)
- 47 22. 6-BA(北京索莱宝科技有限公司, Solarbio, catalog number: A8170)
- 48 23. Inositol (维生素 B<sub>8</sub>) (北京索莱宝科技有限公司, Solarbio, catalog number: I80
- 49 50)
- 50 24. Thiamine hydrochloride (北京索莱宝科技有限公司, Solarbio, catalog numbe
- r: V8020)
- 52 25. Pyridoxine hydrochloride (北京索莱宝科技有限公司, Solarbio, catalog numb
- er: V8030)
- 54 26. Glycine (北京索莱宝科技有限公司, Solarbio, catalog number: G8200)
- 55 **27**. KCI (国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number: 10016308)
- 56 28. VB nicotinic acid (北京索莱宝科技有限公司, Solarbio, catalog number: N80
- 57 60)
- 58 29. Na<sub>2</sub>EDTA 2H<sub>2</sub>O (Sigma 公司, Sigma, catalog number: E6635)



- 30. FeSO<sub>4</sub> 7H<sub>2</sub>O(国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number: 1001211 59
- (8 60
- 31. CoCl<sub>2</sub> 6H<sub>2</sub>O (Sigma 公司, Sigma, catalog number: 31277) 61
- 32. CuSO<sub>4</sub> 5H<sub>2</sub>O (国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number: 1000821 62
- (8 63
- 33. NaMoO<sub>4</sub> 2H<sub>2</sub>O (国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number: 1001981 64
- (8 65
- 34. ZnSO<sub>4</sub> 7H<sub>2</sub>O(国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number: 1002401 66
- 8) 67
- 35. MnSO<sub>4</sub> 4H<sub>2</sub>O (上海沃凯化学试剂有限公司,沃凯, catalog number: B22081) 68
- 36. H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>(上海麦克林生化科技有限公司,麦克林, catalog number: B802844) 69
- 37. KI (国药集团化学试剂有限公司,中国,分析纯) 70
- 38. KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> (国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number: 10017618) 71
- 39. MgSO<sub>4</sub> 7H<sub>2</sub>O (国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number:10013018) 72
- 40. CaCl<sub>2</sub> 2H<sub>2</sub>O (国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number: 20011160) 73
- 41. KNO<sub>3</sub> (国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number: 10017218) 74
- 42. NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> (国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number: 无) 75
- 43. 1% (v/v) 升汞溶液 (配制方法见溶液配方 12) 76
- 44. NaCl (国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number: 10019318) 77
- 45. 台盼蓝(上海莼试生物技术有限公司,莼试, catalog number: CS-6152) 78
- 46. 无水乙醇(国药集团化学试剂有限公司,沪试, catalog number: 10009218) 79
- **47**. 甘油(国药集团化学试剂有限公司,沪试,catalog number: **10010618**) 80
- 48. 改良霍格兰营养液(北京蓝博斯特生物技术有限公司, coolaber, catalog number: 81
- NS1010-100ml) 82



#### 85 仪器设备

- 86 1. 红蓝光组合型植物生长箱 (宁波扬辉,产品型号: RDN-1500B)
- 87 2. 超净工作台(武汉得创净化设备有限公司,武汉得创,产品型号: DC-HS-1)
- 88 3. 可控温控水温室
- 89 4. 立式压力蒸汽灭菌器(上海申安医疗机器厂, SHENAN, 产品型号: LDZF-50KB-
- 90 II )
- 91 5. -70°C 超低温冰箱(Thermo Scientific Forma, Thermo, 产品型号: Forma 700)
- 92 6. 接种针(泰州市康之达实验器材有限公司,康之达,产品型号: 0021)
- 93 7. 恒温培养箱 (上海博讯,产品型号: SPX-250B-Z)
- 94 8. 涂布棒(苏品,产品型号: 10021524378314)
- 95 9. 光学显微镜 (Zeiss, Axio Scope A1)

## 97 实验步骤

96

## 98 1. 毛白杨无性系组培苗繁育

- 99 1.1 将毛白杨(*Populus tomentosa* Carr.)进行茎尖脱毒培养。镊子需要在酒精 100 灯火焰上充分消毒,待完全冷却后,用其剥离毛白杨幼苗的茎尖,使用 1% (v/v) 升汞表面消毒(无菌苗 2 min,盆栽苗 4-5 min)后转移至增殖分化 培养基(见溶液配方 6),先 25°C 暗培养 2 天,再每日光照 8 h 培养 7 天。
- 1.2 当愈伤组织形成后,将愈伤组织切成小块转移至改良对应壮苗培养基(见溶 104 液配方 6),培养 14 天左右至分化出侧芽。培养条件: 25°C 恒温培养,光 照条件为 10 h 光照 /14 h 黑暗。
- 1.3 将侧芽切下转移至改良 MS 培养基培养(见溶液配方 5) 10 天。培养条件: 107 25°C 恒温培养,光照条件为 10 h 光照 /14 h 黑暗。
- 1.4 再将所得幼苗的茎叶剪下扦插至生根培养基(见溶液配方 7)中,扦插的每个茎上有两片叶子,培养 14-21 天至幼苗生根,25°C 恒温培养,光照条件为 10 h 光照 /14 h 黑暗,进行多代扩繁。



1.5 定期取毛白杨幼苗的根系,表面消毒后研磨组织,涂布在 PDA 或 LB (见 溶液配方 7, 9) 平板上,验证组培苗是否存在细菌污染。如果存在污染,重 复 1-5 步,重新进行毛白杨(Populus tomentosa Carr.)茎尖脱毒培养。




图 1. 毛白杨无性系组培苗繁育流程

图 1 为毛白杨无性系组织培养幼苗的四个繁育阶段,图 1-A 为茎尖脱毒阶段,图 1-B 为愈伤组织阶段,图 1-C 为幼苗阶段,图 1-D 为生根阶段。

#### 2. 内生真菌培养和内生真菌分生孢子液制备

- 2.1 取出于-70℃ 超低温冰箱中保存的菌株,于超净工作台上用接种针挑去冷冻管内的真菌菌块至 PDA 培养基上,置于 25℃ 培养箱内暗培养 3-5 天,待小菌块长出菌丝。
- 2.2 在超净工作台中,用接种针将菌丝转接至 SNA(见溶液配方 10)或者 PDA 平板上,于 25°C 培养箱内暗培养 7-10 天,等待真菌生长产生分生孢子。
- 2.3 在超净工作台中,将 5-8 ml 0.85 %无菌生理盐水注入到 SNA 活 PDA 平板中,然后用涂布棒充分将孢子和菌丝涂布洗脱下来。
  - 2.4 使用灭菌处理过的双层纱布放在玻璃漏斗上,滤去菌丝和培养基,得到孢子液。
- 126 **2.5** 用移液枪吸取孢子液,利用血球计数板在显微镜下计数,将孢子悬浮液浓度 127 用生理盐水调至 1×10<sup>5</sup> 个/ml。

129

128

114

115

116

117

118

119

120

121

122



#### 3. 移苗至植物组培盒或者控根花盆

3.1	植物组培盒提前 121°C 高压灭菌 20 min,配置毛白杨-真菌共培养培养基
	(见溶液配方8),同样灭菌条件,灭菌后在超净台中操作,将共培养培养基
	从灭菌锅中拿出放入到 60℃ 的恒温水浴锅中,等待 1 h 左右,待共培养培
	养基温度与水浴锅温度一致 60℃,将其倒入植物组培盒中,每盒 80 ml。

- 3.2 植物组培盒中培养基凝固后,在超净台中用镊子将预先挑好的大小和长势一致的生根培养基中的毛白杨幼苗,转移到植物组培盒中(如图 2),做好标记,将装有幼苗的植物组培盒放到植物生长箱中培养,25°C 恒温,光照条件为 10 h 光照 /14 h 黑暗,培养 7 天后,进行真菌接种。
- 3.3 将生根后的毛白杨无性系幼苗移栽到灭菌后的土壤基质(见溶液配方 11)中炼苗(如图 3),放置于可控温控水的温室中,温度光照条件同(三) 2 中,用薄膜覆盖育苗盆维持高湿环境,每隔 3-4 天在薄膜上戳几个洞,直至 14 天后完全揭开膜结束炼苗,然后移栽到预先准备好的控根花盆(如图 4)中,培养期间用自来水喷灌保湿,待 7 天后幼苗生长稳定,进行接种。



图 2. 植物组培盒共培养体系

图 1 为毛白杨幼苗刚从生根培养基移入无菌植物组培盒中的状态。

148

146

147



149

图 2 为毛白杨幼苗在土壤基质中炼苗 14 天后,将炼苗盆上的塑料薄膜完全揭开时的生 150 长状态。



图 4. 毛白杨移栽至控根花盆中

图 3 为炼苗 14 天后毛白杨幼苗移栽至控根花盆中的生长状态。

154

153

152



### 155 4. 真菌孢子液接种(植物组培盒无菌培养和温室控根盆栽培养体系)

- 4.1 植物组培盒无菌培养体系:使用上面获取的孢子悬浮液(1×10<sup>5</sup>个/ml)进行接种,接种过程中严格保持无菌操作,每盒无菌苗中用移液器打入1 ml 孢子液,喷施在根系上。完成接种移栽的幼苗在每日 10 h 光照 /14 h 黑暗,25°
  C 恒温培养箱中培养,接种后培养7天的幼苗。
- 4.2 温室大棚盆栽培养体系:接种毛白杨幼苗根系的具体方法如下,将炼苗后的
  毛白杨幼苗根系,浸在浓度为 1×10<sup>5</sup> 个/ml 孢子悬浮液中 10 min,然后移入
  控根花盆中培养。完成接种移栽的幼苗在光照温度同(四)1的条件下培养,每周用二分之一改良霍格兰德营养液浇灌两次,保持幼苗和土壤基质的湿润。

#### 5. 显微观察真菌在毛白杨根系的定殖

5.1 14 天后取幼苗根系在 50%乙醇溶液中固定 24 h 以上。为证实真菌是否顺利在毛白杨根系侵染定殖,用台盼蓝对处理组毛白杨根系进行染色观察。方法为接种试验完毕后,取少量幼苗根系,参照 Padamsee 的方法(Padamsee e t al., 2016),以台盼蓝为染料,以 50%甘油为浮载剂装片,使用光学显微镜(Zeiss, Axio Scope A1)观察。

#### 失败经验

165

166

167

168

169

170

171

172

- 173 1. 配制的生根培养基不能太硬,否则移苗的时候容易破坏根系。移苗的时候也要特别
   174 小心,镊子要充分冷却后,夹幼苗根和茎的交接处,不能夹幼苗的茎段,否则容易
   175 破坏幼苗,导致移苗后幼苗死亡。
- 176 2. 真菌孢子液浓度根据真菌的生长速度和侵染量来调整,一般是 1×10<sup>5</sup> 个/ml,蘸根时间 10 min 左右,生长速度快,侵染量大可调到 1×10<sup>4</sup> 个/ml,蘸根时间可以适当缩短一些。
- 179 3. 接种时孢子液要充分摇匀,否则可能出现接种以后,真菌没有生长的现象。



## 185 溶液配方

186 1. MS 大量元素 20 倍母液

187 CaCl<sub>2</sub> 2H<sub>2</sub>O 8.8 g

188 NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> 33 g

189 KNO<sub>3</sub> 38 g

190 KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 3.4 g

191 MgSO<sub>4</sub> 7H<sub>2</sub>O 7.4 g

192

193 一般将大量元素分别配制成 20 倍母液使用,分别称取 NH4NO<sub>3</sub> 33 g, KH₂PO<sub>4</sub> 3.4

194 g, KNO<sub>3</sub> 38 g, CaCl<sub>2</sub> 2H<sub>2</sub>O 8.8 g, MgSO<sub>4</sub> 7H<sub>2</sub>O 7.4 g, 各自配成 1 L 的母液.倒

195 入试剂瓶中, 存放于冰箱中。

196

197 2. MS 微量元素 100 倍母液

198 KI 0.083 g

199 Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> 2H<sub>2</sub>O 0.025 g

200 H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 0.62 g

201 CaSO<sub>4</sub> 5H<sub>2</sub>O 0.0025 g

202 MnSO<sub>4</sub> H<sub>2</sub>O 1.69 g

203 CoCl<sub>2</sub> 6H<sub>2</sub>O 0.0025 g

204 ZnSO<sub>4</sub> 7H<sub>2</sub>O 0.86 g

205

206 一般将微量元素配制成100倍母液。依次称KI 0.083 g, Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> H<sub>2</sub>O 0.025g, H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>

207 0.62 g, CuSO<sub>4</sub> 5H<sub>2</sub>O 0.0025 g, MnSO<sub>4</sub> H<sub>2</sub>O 1.69 g, CoCl<sub>2</sub> 6H<sub>2</sub>O 0.0025 g, ZnSO<sub>4</sub>

208 7H<sub>2</sub>O 0.86 g, 配成1 L母液, 倒入1 L试剂瓶中, 存放于冰箱中。CuSO<sub>4</sub> 5H<sub>2</sub>O和CoCl<sub>2</sub>

209 6H2O出于称取量很小,如果天平精确度没有达到万分之一,可先配成调整液.分别称取

210 CuSO<sub>4</sub> 5H<sub>2</sub>O 0.05 g, CoCl<sub>2</sub> 6H<sub>2</sub>O 0.05 g各自配成100 ml的调整液。

211

212 3. MS 有机 100 倍母液

213 肌醇 10 g

214 盐酸硫胺素 (VB<sub>1</sub>) 0.01 g

215 烟酸 0.05 g



100×有机母液

245

216	甘氨酸	0.2 g			
217	盐酸吡哆醇(VB <sub>6</sub> )	0.05 g			
218					
219	一般配制成 100 倍 MS 有机母液。依次称取肌醇 10 g, 盐酸硫胶素(VB <sub>1</sub> ) 0.01 g,				
220	烟酸 0.05 g, 甘氨酸 0.2 g, 盐酸吡哆醇 (VB <sub>6</sub> ) 0.05 g, 配成 1 L 母液, 倒入 1 L				
221	试剂瓶中, 存放于冰箱中。				
222					
223	4. MS 铁盐 100 倍母液				
224	EDTA-Na <sub>2</sub>	3.73 g			
225	FeSO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> O	2.78 g			
226					
227	一般配制成 100 倍 MS 铁盐母液。依次称 EDTA 二钠 3.73 g, FeSO <sub>4</sub> 7H <sub>2</sub> O 2.78				
228	g, 配成 1 L 母液, 倒入 1	L 试剂瓶中,存放于冰箱中。			
229					
230	5. 改良 MS 培养基配方				
231	20×大量元素母液	50 ml			
232	100×微量元素母液	20 ml			
233	100×铁盐母液	20 ml			
234	100×有机母液	20 ml			
235	蔗糖	20 g			
236	琼脂粉	14 g			
237					
238	加蒸馏水定容至1 L 后,使	E用 1 mM NaOH 调节 pH=5.8,121℃ 高压灭菌 25min。			
239					
240	6. 毛白杨茎尖培养所用培	养基			
241	增殖分化培养基				
242	20×大量元素母液	25 ml			
243	100×微量元素母液	20 ml			
244	100×铁盐母液	20 ml			

20 ml

246	蔗糖	25 g
247	琼脂粉	14 g
248	NAA	0.02 mg
249	6-BA	0.5 mg
250	TDZ	0.003 mg
251		
252	毛白杨壮苗培养基	
253	20×大量元素母液	25 ml
254	100×微量元素母液	20 ml
255	100×铁盐母液	20 ml
256	100×有机母液	20 ml
257	蔗糖	25 g
258	琼脂粉	14 g
259	6-BA	0.3 mg
260	TDZ	0.003 mg
261		
262	毛白杨生根培养基	
263	20×大量元素母液	25 ml
264	100×微量元素母液	20 ml
265	100×铁盐母液	20 ml
266	100×有机母液	20 ml
267	蔗糖	20 g
268	琼脂粉	14 g
269	IBA	0.05 mg
270		
271	以上都加蒸馏水定容至 1 L 后	f使用 1 mM NaOH 调节 pH=5.8, 121°C 高压灭菌 20 min。
272		
273	7. 马铃薯培养基(PDA)	
274	马铃薯	200 g
275	蔗糖	20 g

Agar 14 g 276 277 将马铃薯去皮煮熟后,用两层纱布过滤汁液,然后加蒸馏水定容至 1 L, 121℃ 高压 278 灭菌 20 min. 279 280 8. 毛白杨-内生真菌共培养培养基 281 20×大量元素母液 15 ml 282 100×微量元素母液 6 ml 283 100×铁盐母液 6 ml 284 无水葡萄糖 1 g 285 蔗糖 1 g 286 琼脂粉 287 14 g 288 以上都加蒸馏水定容至 1 L 后使用 1 mM NaOH 调节 pH=5.8, 121°C 高压灭菌 20 min。 289 290 9. LB 固体培养基 291 10 g 蛋白胨 292 293 酵母提取物 5 g 氯化钠 10 g 294 琼脂 15 g 295 296 以上都加蒸馏水定容至 1 L 后使用 1 mM NaOH 调节 pH=5.8, 121°C 高压灭菌 20 min。 297 298 10. SNA 培养基 299 KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 300 1 g KNO<sub>3</sub> 1 g 301 302 MgSO<sub>4</sub> 7H<sub>2</sub>O 0.5 gKCI 0.5 g 303 葡萄糖 304 0.2 g 蔗糖 305 0.2 g



306	琼脂粉	20 g
-----	-----	------

308 以上都加蒸馏水定容至 1 L 后使用 1 mM NaOH 调节 pH=5.8, 121°C 高压灭菌 20 min。

309

- 310 11. 土壤基质配方
- 311 PPC: 蛭石: 珍珠岩: 黄泥土=6: 3: 3: 1 (经过 121℃ 20 min 高压灭菌)

312

- 313 12.1% (v/v) 升汞溶液
- 314 称取 1 g 升汞,用少许酒精溶解,再加水至 100 ml.

315

- 316 致谢
- 317 本工作的顺利开展得益于国家自然科学基金项目 (资助号: 31722014)和中央非营利性研究基础研究基
- 318 金 (资助号: CAFYBB2020ZY002-1 和 CAFYBB2019ZA001-3)的经费支持,实验方案改编自中国林科
- 319 院潘雪玉硕士发表的论文。

320

- 321 参考文献
- 1. Lu, Y., Wang, G., Meng, Q., Zhang, W., and Duan, B. (2014). Growth and physiological
- responses to arbuscular mycorrhizal fungi and salt stress in dioecious plant Populus tomentosa.
- 324 Canadian Journal of Forest Research 44, 1020–1031.
- 2. Padamsee, M., Johansen, R.B., Stuckey, S.A., Williams, S.E., Hooker, J.E., Burns, B.R., and
- 326 Bellgard, S.E. (2016). The arbuscular mycorrhizal fungi colonising roots and root nodules of New
- 327 Zealand kauri Agathis australis. Fungal Biology 120, 807–817.
- 328 3. Pan, X., Qin, Y., and Yuan, Z. (2018). Potential of a halophyte-associated endophytic fungus for
- 329 <u>sustaining Chinese white poplar growth under salinity</u>. Symbiosis 76, 109–116.
- 4. Szuba, A. (2015). Ectomycorrhiza of Populus. Forest Ecology and Management 347, 156–169.

- 332 5. 潘雪玉 (2018) 沿海防护林树种促生、耐盐根系真菌筛选及机制初探 学位论文.
- 333 6. 潘雪玉, 袁志林. (2018) 3株滨麦内生镰刀菌毒素积累及对北美枫香幼苗生长和耐盐性的影响.
- 334 林业科学研究, 31(005):64-73.
- 335 7. 袁志林, 潘雪玉, 靳微. (2019). 林木共生菌系统及其作用机制一以杨树为例. 生态学报, 39(01),
- 336 385-401.